

Anticorpo Policlonale Anti-Inpp5E Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nrr6

Numero articolo: CM0023841



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-INPP5E di alta qualità, validato per WB, IF/ICC, ELISA, con reattività crociata con umano, topo, ratto. Ideale per lo studio della segnalazione dei fosfoinositidi e della ricerca sulle ciliopatie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	INPP5E Rabbit pAb
Note/Alias	CPD4; CORS1; JBT51; MORMS; PPI5PIV; pharbin; INPP5E
Specie	Umano
GeneID (Umano)	56623
GeneID	56623
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 510-630 di INPP5E umano (NP_063945.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9NRR6
Peso Proteico	70kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio