

Anticorpo Policlonale Anti-Inpp5J Per Wb, If/Icc, Elisa - Q15735

Numero articolo: CM0027831

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro INPP5J (PIPP, INPP5) per WB, IF/ICC, ELISA. Convalidato in umano, topo, ratto. Peso molecolare del target 107kDa. SWISS Q15735. Ideale per la ricerca sulla segnalazione dei fosfoinositidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	INPP5J Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	PIPP, INPP5, PIB5PA, INPP5J
Specie	Umano
GeneID (Umano)	27124
GeneID	27124
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 60-360 di INPP5J umano (NP_001002837.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q15735
Peso Molecolare Proteico	107kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio