

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Inpp5K Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bt40

Numero articolo: CM0029693

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-INPP5K validato per WB, IF/ICC, ELISA su Umano, Mouse, Ratto. Ideale per lo studio della segnalazione degli inositolo fosfati, della regolazione del citoscheletro di actina e dell'assorbimento di glucosio mediato dall'insulina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	INPP5K pAb coniglio
Osservazioni/Alias	PPS; SKIP; MDCC4ID; INPP5K
Specie	Umano
GeneID	51763
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 149-448 di INPP5K umano (NP_057616.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9BT40
Peso proteico	51kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio