

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Insig2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y5U4

Numero articolo: CM0021114



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro l'INSIG2 umano, validato per WB, IHC-P e ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. INSIG2 è una proteina chiave legante gli ossisteroli che regola la sintesi del colesterolo tramite la ritenzione di SREBP e la degradazione di HMGCR.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	INSIG2 Rabbit pAb
Note/Alias	INSIG-2; INSIG2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	51141
GeneID	51141
Immunogeno	Peptide sintetico — Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 50 e 150 dell'INSIG2 umano (NP_057217.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y5U4
Peso proteico	25 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio