

Anticorpo Monoclonale Anti-Insr/Igf1R Per Wb E Elisa - P06213 / P08069

Numero articolo: CM0007720



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio Anti-INSR/IGF1R per WB e ELISA, mirato ai recettori dell'insulina/IGF-1 umani, murini e ratto (156 kDa). Ideale per ricerche sulla trasduzione del segnale, metabolismo e cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	INSR/IGF1R Rabbit mAb
Note/Alias	HHF5; CD220; IGFR; CD221; IGFI; JTK13; INSR/IGF1R
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3643/3480
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1100-1200 di INSR/IGF1R umano. (NP_000199.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P06213/P08069
Peso Proteico	156kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio