

Anticorpo Policlonale Anti-Recettore Dell'insulina Per Wb, Elisa - P06213

Numero articolo: CM0020707



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il recettore umano dell'insulina (P06213), validato per Western Blot ed ELISA. Reagisce anche con campioni di topo e ratto. Adatto alla ricerca sulla segnalazione dell'insulina e sulle malattie metaboliche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio contro il recettore dell'insulina
Note/Alias	HHF5; CD220; Recettore dell'insulina
Specie	Uomo
GeneID (umano)	3643
GeneID	3643
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 475-570 del recettore umano dell'insulina (NP_000199.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P06213
Peso della proteina	156 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante