

Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti Recettore Dell'insulina Per Wb, Elisa - P06213

Numero articolo: CM0002473



introduzione

Anticorpo monoclonale rabbit ricombinante contro il recettore dell'insulina umano (P06213), validato per WB e ELISA, reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione insulinica e le malattie metaboliche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Recettore dell'Insulina Rabbit mAb
Note/Alias	HHF5; CD220; Insulin Receptor
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	3643
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 900-1000 del Recettore dell'Insulina umano (P06213).
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P06213
Peso Proteico	156 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio