

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Recettore Dell'insulina Per Wb, Ip, Elisa - P06213

Numero articolo: CM0020304



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il recettore dell'insulina umana (INSR), validato per Western blot (WB), immunoprecipitazione (IP) ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per lo studio delle vie di segnalazione dell'insulina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Recettore dell'Insulina pAb Coniglio
Osservazioni/Alias	HHF5; CD220; Recettore dell'Insulina
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3643
GeneID	3643
Immunogeno	Proteina ricombinante o proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1281-1382 di INSR umano (NP_000199.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P06213
Peso Proteico	156kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio