


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Integrina Alfa 1 (Itga1/Cd49A) Per Wb E Elisa - P56199

Numero articolo: CM0006361



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro l'Integrina alfa-1 umana (ITGA1/CD49a), validato per WB e ELISA. Recettore per lamina e collagene coinvolto nell'adesione cellulare. Ideale per applicazioni di ricerca e diagnostiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Integrina alfa 1 (ITGA1/CD49a) Rabbit mAb
Note/Alias	VLA1; CD49a; Integrina alfa 1 (ITGA1/CD49a)
Specie	Umana
ID gene (Umano)	3672
ID gene	3672
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 29-1141 dell'Integrina alfa 1 umana (ITGA1/CD49a) (NP_852478.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P56199
Peso proteico	131 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio