

Anticorpo Monoclonale Anti-Integrina Alfa 1/Cd49A Per Wb E If - Q3V3R4

Numero articolo: CM0010615

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro l'Integrina alfa 1 (CD49a/VLA-1) del topo, validato per WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Riconosce topo e ratto. Utilizzo nella ricerca per l'adesione cellulare e la segnalazione delle integrine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio Integrina alfa 1/CD49a
Osservazioni/Alias	Vla1; CD49A; E130012M19Rik
Specie	Topo
GenelD (umano)	3672
GenelD	109700
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 29-1141 dell'Integrina alfa 1/CD49a del topo (NP_001028400.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività Incrociata	Topo, Ratto
SWISS	Q3V3R4
Peso Proteico	131 kDa
Spedizione	Sacca refrigerante