


Polmab® Anti-Integrina Alfa 1/Cd49A Di Coniglio Per Wb, Elisa - P56199 / Q3V3R4

Numero articolo: CM0008941



introduzione

Anticorpo monoclonale PolymAb® anti-Integrina alfa 1/CD49a di coniglio di alta qualità, validato per WB e ELISA, reattivo con uomo, topo e ratto. Ideale per lo studio della segnalazione del recettore della laminina/collagene nell'adesione cellulare e nella regolazione della crescita.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Integrina alfa 1/CD49a Rabbit PolymAb®
Annotazioni/Alias	VLA1; CD49a
Specie	Uomo/Topo
ID Gene (Uomo)	3672
ID Gene (Topo)	109700
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 29-1141 dell'Integrina alfa 1/CD49a umana/da topo (NP_852478.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P56199/Q3V3R4
Peso proteico	131kDa
Spedizione	Ghiaccio secco