


Anticorpo Monoclonale Anti-Integrina Alfa 4 (Itga4/Cd49D) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P13612

Numero articolo: CM0012740



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro ITGA4 umano (CD49d), validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Un reagente chiave per lo studio dell'adesione mediata da integrine e delle vie di traffico leucocitario.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Integrina alfa 4 (ITGA4/CD49d)
Note/Alias	IA4; CD49D; Integrina alfa 4 (ITGA4/CD49d)
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3676
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 933-1032 dell'Integrina alfa 4 umana (ITGA4/CD49d) (P13612)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	P13612
Peso Proteico	115kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio