


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Integrina Alfa 4 (Itga4/Cd49D) Per Wb, Elisa - P13612

Numero articolo: CM0017999



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce l'Integrina alfa 4 (ITGA4/CD49d) umana, validato per Western blot (WB) ed ELISA. Adatto per la ricerca sull'adesione cellulare e sul traffico delle cellule immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Integrina alfa 4 (ITGA4/CD49d)
Note/Alias	IA4; CD49D; Integrina alfa 4 (ITGA4/CD49d)
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3676
ID Gene	3676
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 770-970 dell'Integrina alfa 4 (ITGA4/CD49d) umana (NP_000876.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P13612
Peso Proteico	115kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio