

Anticorpo Monoclonale Anti-Integrina Alfa 5 (Itga5/Cd49E) Coniugato Per Fc - P08648

Numero articolo: CM0010106



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato ad , diretto contro Integrina alfa-5 (ITGA5/CD49e). Reagisce con campioni umani e di topo, validato per citometria a flusso. Ideale per studi di adesione cellulare e segnalazione recettoriale mediante FC.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human/Mouse Integrin alpha 5 (ITGA5/CD49e) mAb
Note/Alias	FNRA, CD49e, VLA-5, VLA5A
Specie	Umana
GeneID (Umana)	3678
GeneID	3678
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 42-995 dell'Integrina alfa 5 umana (ITGA5/CD49e) (NP_002196.4)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana, Topo
SWISS	P08648
Peso proteico	115kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio