

Anticorpo Policlonale Anti-Integrina Alfa 5 (Itga5/Cd49E) Per Wb Ed Elisa - P08648

Numero articolo: CM0021116



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'Integrina alfa 5 umana (ITGA5/CD49e), validato per Western blot ed ELISA. Reagisce crociatamente con il topo. Indicato per lo studio della funzione del recettore della fibronectina nell'adesione e nella segnalazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Integrina alfa 5 (ITGA5/CD49e) pAb di coniglio
Note/Alias	FNRA; CD49e; VLA-5; VLA5A; Integrina alfa 5 (ITGA5/CD49e)
Specie	Uomo
GeneID (umano)	3678
GeneID	3678
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	P08648
Peso della proteina	115 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante