

Mab Di Coniglio Anti-Integrina Alpha 5 (Itga5/Cd49E) Per Wb, Ihc-P, Fc (Intra), Elisa - P08648

Numero articolo: CM0002023



introduzione

Anticorpo coniglio monoclonale contro ITGA5 validato per WB, IHC-P, citofluorimetria (intracellulare) e ELISA. Reagisce in modo crociato con la subunità recettore della fibronectina integrina alpha-5 di uomo, topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Integrina alpha 5 (ITGA5/CD49e) mAb di coniglio
Annotazioni/Alias	FNRA; CD49e; VLA-5; VLA5A; Integrin alpha 5 (ITGA5/CD49e)
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	3678
GeneID	3678
Immunogeno	Pepitide sintetico Pepitide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 950-1049 della Integrina alpha 5 (ITGA5/CD49e) umana (P08648).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, FC (intra), ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P08648
Peso proteico	115kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio