

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Integrina Alfa 5 (Itga5/Cd49E) Per Wb, If-P, Elisa - P08648

Numero articolo: CM0028915



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'Integrina umana alfa 5 (ITGA5/CD49e). Validato per WB, IF-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per studiare l'adesione cellulare, la segnalazione delle integrine e le funzioni del recettore della fibronectina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Integrina alfa 5 (ITGA5/CD49e) pAb di coniglio
Note/Alias	FNRA; CD49e; VLA-5; VLA5A; Integrina alfa 5 (ITGA5/CD49e)
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	3678
GeneID	3678
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 750-1000 dell'Integrina umana alfa 5 (ITGA5/CD49e) (NP_002196.4)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P08648
Peso proteico	115kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio