

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Integrina Alpha 6 (Itga6/Cd49F) Per Wb E Elisa - P23229

Numero articolo: CM0028388



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'Integrina alpha 6 umana (ITGA6/CD49f), validato per Western blot e ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Adatto per la ricerca sul recettore della laminina, l'adesione cellulare e gli emidesmosomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Integrina alpha 6 (ITGA6/CD49f) Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	JEB6; CD49f; VLA-6; ITGA6A; ITGA6B; Integrin alpha 6 (ITGA6/CD49f)
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	3655
GeneID	3655
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 481-591 dell'Integrina alpha 6 umana (ITGA6/CD49f) (NP_001073286.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P23229
Peso proteico	127kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio