

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Integrina Alfa-6/Itga6 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P23229

Numero articolo: CM0005011



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro l'Integrina alfa-6/ITGA6 umana (CD49f, VLA-6). Adatto per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per studi sul recettore della laminina, sull'adesione cellulare e sulla ricerca sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-Integrina alfa-6/ITGA6
Note/Alias	JEB6; CD49f; VLA-6; ITGA6A; ITGA6B
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	3655
Gene ID	3655
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 505-663 dell'Integrina alfa-6/ITGA6 umana (NP_000201.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P23229
Peso proteico	127kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio