

Anticorpo Monoclonale Anti-Integrina Alfa-V (Cd51) Per Citometria A Flusso (Intracellulare) - P06756

Numero articolo: CM0008388



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD51 (integrina alfa-V) umano coniugato con per citometria a flusso intracellulare. Validato su campioni umani, rileva un recettore di 116kDa coinvolto nell'adesione cellulare, nella migrazione e nell'ingresso virale tramite legame con ligandi RGD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human CD51 mAb
Note/Alias	CD51; MSK8; VNRA; VTNR
Specie	Umana
GeneID	3685
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 949-1048 della CD51 umana (NP_002201.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività incrociata	Umana
SWISS	P06756
Peso proteico	116kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio