

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Integrina Alfa V (Itgav/Cd51) Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P06756

Numero articolo: CM0022335



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'Integrina alfa V umana (ITGAV/CD51), validato per WB, IHC-P, IP ed ELISA; riconosce l'Integrina alfa V umana, murina e di ratto. Ideale per lo studio dell'adesione cellulare, della segnalazione delle integrine e dei meccanismi di ingresso virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Integrina alfa V (ITGAV/CD51) pAb di coniglio
Note/Alias	CD51; MSK8; VNRA; VTNR; Integrina alfa V (ITGAV/CD51)
Specie	Umana
GeneID (umano)	3685
GeneID	3685
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P06756
Peso della proteina	116 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante