

Anticorpo Policlonale Anti-Integrina Beta 1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09055

Numero articolo: CM0027168



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'Integrina beta 1 (CD29) di topo, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con l'uomo. Ideale per la ricerca sull'adesione cellulare e la segnalazione delle integrine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Integrina beta 1 Rabbit pAb
Annotazioni/Altri Nomi	CD29, Fnrb, gpIIa, Gm9863, 4633401G24Rik
Specie	Topo
ID Gene (Umano)	3688
ID Gene	16412
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-728 dell'Integrina beta 1 di topo (NP_034708.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo
SWISS	P09055
Peso Proteico	88kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio