

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Integrina Beta 3 (Itgb3/Cd61) Per Wb, Ip, Fc, Elisa - P05106

Numero articolo: CM0003706



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro l'Integrina beta 3 umana (ITGB3/CD61), validato per WB, IP, FC (intra) ed ELISA. Riconosce ITGB3 umano, murino e ratto; utile per studi sull'adesione piastrinica e sulla segnalazione delle integrine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Integrina beta 3 (ITGB3/CD61) mAb di coniglio
Osservazioni/Alias	GT, GT2, CD61, GP3A, BDPLT2, GPIIb, BDPLT16, BDPLT24, Integrina beta 3 (ITGB3/CD61)
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3690
GeneID	3690
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 689-788 dell'Integrina beta 3 umana (P05106)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, FC (intra), ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P05106
Peso proteico	87kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio