

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Integrina Beta 3 (Itgb3/Cd61) Per Wb, Elisa - P05106

Numero articolo: CM0018343



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-Integrina beta 3 (ITGB3/CD61) per WB e ELISA. Riconosce ITGB3 umano e murino, che media l'aggregazione piastrinica e l'adesione mediata da integrine. Immunogeno proteico ricombinante.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Integrin beta 3 (ITGB3/CD61) Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	GT; GT2; CD61; GP3A; BDPLT2; GPIIIa; BDPLT16; BDPLT24; Integrin beta 3 (ITGB3/CD61)
Specie	Umana
GeneID (Umana)	3690
GeneID	3690
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 609-788 di ITGB3 umano (NP_000203.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Murina
SWISS	P05106
Peso proteico	87kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio