

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Integrina Beta 3 (Itgb3/Cd61) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P05106

Numero articolo: CM0021477



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'integrina beta 3 (ITGB3/CD61), validato per WB, IHC-P e ELISA con reattività verso uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca sull'aggregazione piastrinica e l'adesione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Integrin beta 3 (ITGB3/CD61) Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	GT; GT2; CD61; GP3A; BDPLT2; GPIIIa; BDPLT16; BDPLT24; Integrin beta 3 (ITGB3/CD61)
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	3690
GeneID	3690
Immunogeno	Proteina ricombinante; proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 80-430 dell'Integrina beta 3 (ITGB3/CD61) umana (NP_000203.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P05106
Peso proteico	87kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio