

Anticorpo Monoclonale Anti-Integrina Beta 4 (Itgb4/Cd104) Per If-P, Ihc-P, Elisa - P16144

Numero articolo: CM0007436



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro l'Integrina beta-4 umana (ITGB4/CD104), validato per IF-P, IHC-P ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Questo recettore della laminina è fondamentale per l'adesione delle cellule epiteliali e l'integrità degli emidesmosomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-Integrina beta 4 (ITGB4/CD104)
Note/Alias	CD104; GP150; JEB5A; JEB5B; Integrina β 4
Specie	Umana
ID del gene (umano)	3691
ID del gene	3691
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P16144
Peso della proteina	202 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante