

Anticorpo Monoclonale Anti-Integrina Beta 4 (Itgb4/Cd104) Per Wb, Elisa - P16144

Numero articolo: CM0011051



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio diretto contro l'Integrina beta 4 (ITGB4/CD104) umana. Adatto per WB e ELISA; presenta reazione crociata con il topo. Fondamentale per l'integrità degli emidesmosomi e la polarità dei cheratinociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Integrina beta 4 (ITGB4/CD104) mAb di coniglio
Note/Alias	CD104; GP150; JEB5A; JEB5B; Integrina beta 4 (ITGB4/CD104)
Specie	Umana
ID gene	3691
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1604-1822 dell'ITGB4 umano (P16144)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo
SWISS	P16144
Peso proteico	202kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio