

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Integrina Beta 4 (Itgb4/Cd104) Per Wb, Elisa - P16144

Numero articolo: CM0015433



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'Integrina beta 4 umana (ITGB4/CD104), convalidato per Western blot e ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, topo e ratto. Adatto per studi su emidesmosomi e adesione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Integrina beta 4 (ITGB4/CD104) pAb di coniglio
Note/Alias	CD104; GP150; JEB5A; JEB5B; Integrina beta 4 (ITGB4/CD104)
Specie	Umana
ID gene	3691
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 611-710 dell'Integrina beta 4 umana (ITGB4/CD104) (NP_000204.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P16144
Peso proteico	202kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio