

Anticorpo Monoclonale Anti-Integrina Beta 8 Per Wb, Elisa - P26012

Numero articolo: CM0005331

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità mirato all'Integrina beta 8 umana (ITGB8). Validato per applicazioni di Western blot e ELISA con reattività crociata a umano, topo e ratto. Ideale per investigare l'adesione cellulare mediata dalle integrine, la segnalazione e le vie di attivazione del TGF-beta.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Integrina beta 8 mAb di Coniglio
Osservazioni/Alias	ITGB8
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3696
GeneID	3696
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 43-320 dell'Integrina beta 8 umana (NP_002205.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P26012
Peso Proteico	71 kDa/86 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio