

Anticorpo Monoclonale Anti-Integrina-B1/Cd29 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Fc, Elisa - P05556

Numero articolo: CM0006621



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro l'Integrina beta-1 umana (CD29). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, FC ed ELISA; presenta reattività crociata con topo e ratto. Ideale per la ricerca sull'adesione cellulare e la segnalazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio contro Integrina-β1/CD29
Note/Alias	CD29; FNRB; MDF2; VLAB; GPIIA; MSK12; VLA-BETA; Integrina-β1/CD29
Specie	Uomo
GeneID (umano)	3688
GeneID	3688
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-728 dell'Integrina-β1/CD29 umana (NP_596867.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P05556
Peso della proteina	88 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante