

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Integrina-B1/Cd29 Per Wb, If/Icc, Elisa - P05556

Numero articolo: CM0020043



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro l'Integrina- β 1/CD29 umana (P05556). Validato per WB, IF/ICC, ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per ricerche sull'adesione cellulare e la segnalazione delle integrine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Integrina- β 1/CD29 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	CD29; FNRB; MDF2; VLAB; GPIIA; MSK12; VLA-BETA; Integrin- β 1/CD29
Specie	Umana
ID gene (Umano)	3688
ID gene	3688
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-728 dell'Integrina- β 1/CD29 umana (NP_002202.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P05556
Peso proteico	88kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio