

Anti-Integrin-β1/Cd29 Coniglio Polymab® - P05556

Numero articolo: CM0003214



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro l'Integrin-β1/Cd29 umano (P05556) validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano e topo. Ideale per studi sull'adesione cellulare e sull'ingresso virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Integrin-β1/Cd29 Coniglio PolymAb®
Note/Alias	CD29; FNRB; MDF2; VLAB; GPIIA; MSK12; VLA-BETA
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3688
ID Gene	3688
Immunogeno	Proteina ricombinante, Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-728 dell'Integrin-β1/Cd29 umano (NP_002202.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P05556
Peso Proteico	88kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio