


Anticorpo Monoclonale Anti-Integrina B5/Itgb5 Per Fc - P18084

Numero articolo: CM0005555



introduzione

Anticorpo monoclonale anti-ITGB5 di coniglio riconosce specificamente l'integrina beta-5 umana. Validato per citometria a flusso (FC), si lega al dominio extracellulare per la rilevazione sulla superficie cellulare. Per uso nella ricerca su studi di adesione e ingresso virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Integrina $\beta 5$ /ITGB5 Rabbit mAb
Note/Alias	ITGB5; integrin beta-5; Integrin $\beta 5$ /ITGB5
Specie	Umana
GeneID (Umana)	3693
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 24-490 dell'Integrina $\beta 5$ /ITGB5 umana (NP_002204.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P18084
Peso proteico	88kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio