

Anticorpo Monoclonale Anti-Interferone Alfa 1 (Ifn-A1) Per Wb, Elisa - P01562

Numero articolo: CM0003407

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro l'interferone alfa 1 umano (IFN- α 1), validato per Western blot e ELISA. Ideale per lo studio della segnalazione dell'interferone e della ricerca sulla risposta immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Interferone alfa 1 (IFN- α 1) mAb di coniglio
Osservazioni/Alias	IFL; IFN; IFNA@; IFNA13; IeIF D; IFN-ALPHA; IFN-alphaD; Interferone alfa 1 (IFN- α 1)
Specie	Umano
GenelD	3439 (Umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 24-189 dell'interferone alfa 1 umano (IFN- α 1) (NP_076918.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P01562
Peso proteico	22kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio