

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Interferone Alfa 1 (Ifn-A1) Per Wb, Elisa - P01562

Numero articolo: CM0015455

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'Interferone alfa 1 (IFN- α 1) umano, adatto per WB ed ELISA. Immunogeno ricombinante corrispondente agli amminoacidi 24-189, validato per campioni umani. Ideale per la ricerca sulle citochine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio contro Interferone alfa 1 (IFN- α 1)
Note/Alias	IFL; IFN; IFNA@; IFNA13; leIF D; IFN-ALPHA; IFN-alphaD; Interferone alfa 1 (IFN- α 1)
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3439
ID Gene	3439
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-189 dell'Interferone alfa 1 (IFN- α 1) umano (NP_076918.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P01562
Peso Proteico	22kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio