


Anticorpo Monoclonale Anti-Interferone Alfa-2 (Ifn-A2) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P01563

Numero articolo: CM0003115



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Interferone alfa-2 (IFN- α 2), validato per WB, IHC-P, ELISA in umano, topo, ratto. Immunogeno ricombinante, 22kDa, SWISS P01563.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Interferone alfa 2 (IFN- α 2) Anticorpo monoclonale di coniglio
Note/Alias	IFNA; IFNA2B; IeIF A; IFN-alphaA; IFN-alpha-2; Interferone alfa 2 (IFN- α 2)
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	3440
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-188 dell'Interferone alfa 2 umano (IFN- α 2) (NP_000596.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P01563
Peso Proteico	22kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio