


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ints10 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nvr2

Numero articolo: CM0015079



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro INTS10 umano, validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Ideale per la ricerca sul complesso integratore e sulla terminazione della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	INTS10 Rabbit pAb
Note/Alias	INT10; C8orf35; INTS10
Specie	Umana
GeneID (umano)	55174
GeneID	55174
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 451-710 di INTS10 umano (NP_060612.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Murina
SWISS	Q9NVR2
Peso della proteina	82kDa
Spedizione	Borsa refrigerante