


Anticorpo Monoclonale Anti-Ints11 Per Wb, Elisa - Q5Ta45

Numero articolo: CM0006222



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro l'INTS11 umano (subunità 11 del complesso integratore), validato per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per studi sulla terminazione della trascrizione e sul processamento dell'RNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	INTS11 Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	RC68; INT11; RC-68; CPSF3L; CPSF73L; INTS11
Specie	Uomo
GeneID	54973
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 331-600 di INTS11 umano (NP_060341.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q5TA45
Peso proteico	68 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio