

Anti-Ints11 Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, Elisa - Q5Ta45

Numero articolo: CM0023190



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato all'INTS11 umano (sottounità 11 del complesso Integrator), adatto per applicazioni Western blot ed ELISA. Mostra cross-reattività con campioni umani, murini e di ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	INTS11 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	RC68; INT11; RC-68; CPSF3L; CPSF73L; INTS11
Specie	Umano
GeneID (umano)	54973
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 331-600 dell'INTS11 umano (NP_060341.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross Reattività	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q5TA45
Peso Proteico	68kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio