

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ints4 Per Wb, Ip, Elisa - Q96Hw7

Numero articolo: CM0031061



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità targeting INTS4 umano (subunità 4 del complesso Integratore) per applicazioni WB, IP, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	INTS4 Rabbit pAb
Note/Alias	INT4, MST093, INTS4
Specie	Umana
GeneID	92105
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-270 di INTS4 umano (NP_291025.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q96HW7
Peso proteico	108kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio