


Anticorpo Policlonale Anti-Ints5 Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q6P9B9

Numero articolo: CM0013227



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro INTS5 umano (Q6P9B9) validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con la subunità 5 del complesso integratore umano e murino, un regolatore chiave della terminazione della trascrizione dell'RNA polimerasi II.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	INTS5 Rabbit pAb
Note/Alias	INT5; KIAA1698; INTS5
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	80789
ID Gene	80789
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 120-400 di INTS5 umano (NP_085131.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q6P9B9
Peso Proteico	108kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio