


Anticorpo Policlonale Anti-Ints6 Per Wb, Elisa - Q9UI03

Numero articolo: CM0029454



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro INTS6 umano (sottounità 6 del complesso integratore), validato per WB ed ELISA. Reagisce incrociato con INTS6 di topo. Utile per studi sulla terminazione della trascrizione e sulla soppressione tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	INTS6 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	HDB; INT6; DBI-1; DDX26; DICE1; DDX26A; Notch12; INTS6
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	26512
ID Gene	26512
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-280 di INTS6 umano (NP_036273.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse
SWISS	Q9UL03
Peso proteico	100kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio