


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ints6 Per Wb, Elisa - Q9UI03

Numero articolo: CM0022919



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia l'INTS6 umano, una subunità del complesso integratore coinvolta nella terminazione della trascrizione. Validato per WB e ELISA, con reattività crociata verso uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca sul cancro e sulla trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	INTS6 Rabbit pAb
Annotazioni/alias	HDB; INT6; DBI-1; DDX26; DICE1; DDX26A; Notchl2; INTS6
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	26512
GeneID	26512
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 700-887 dell'INTS6 umano (NP_036273.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9UL03
Peso proteico	100kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio