

Anticorpo Policlonale Anti-Ints7 Per Wb, Elisa - Q9Nvh2

Numero articolo: CM0024612

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro INTS7 umano, validato per Western blot e ELISA. Reagisce con la subunità 7 del complesso integratore umano e murino, un regolatore della terminazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	INTS7 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	INT7; C1orf73; INTS7
Specie	Umano
GeneID (Umano)	25896
GeneID	25896
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 702-948 di INTS7 umano (NP_001186740.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q9NVH2
Peso proteico	107kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio