


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ints8 Per Wb, Elisa - Q75Qn2

Numero articolo: CM0022484



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-INTS8, validato per WB ed ELISA, reattivo con campioni umani e murini. Ideale per la ricerca sulla terminazione della trascrizione e sull'elaborazione dell'RNA mediate dal complesso integratore.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	INTS8 Rabbit pAb
Note/Alias	INT8; NEDCHS; C8orf52; INTS8
Specie	Uomo
GeneID (umano)	55656
GeneID	55656
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 600-800 di INTS8 umano (NP_060334.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	Q75QN2
Peso della proteina	113 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante