

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Involucrina Per Wb - P07476

Numero articolo: CM0003710

introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio che riconosce l'Involucrina umana. Validato per WB, IHC-P ed ELISA; reagisce in modo crociato con il ratto. Adatto per studi sulla differenziazione dei cheratinociti e sull'involucro corneificato.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del Prodotto	mAb di coniglio anti-Involucrina
Specie	Umano
ID Gene	3713
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 dell'Involucrina umana (P07476)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Ratto
SWISS	P07476
Peso Proteico	68 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio