

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Invs Per Wb, Elisa - Q9Y283

Numero articolo: CM0016307

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'INVS (Inversina) umana, validato per Western blotting e ELISA. Reagisce in modo crociato con umano e topo. Adatto per studi sullo sviluppo renale, la determinazione dell'asse sinistra-destra e la segnalazione Wnt.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	INVS Rabbit pAb
Note/Alias	INV; NPH2; NPHP2; INVS
Specie	Umana
GeneID (Umana)	27130
GeneID	27130
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-90 dell'INVS umana (NP_055240.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo
SWISS	Q9Y283
Peso proteico	118kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio