

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-IP3R Per Wb, Elisa - Q14643

Numero articolo: CM0025529

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità specifico per IP3R (ITPR1). Validato per applicazioni WB ed ELISA, con reattività crociata verso umano e topo. Ideale per studiare la segnalazione del calcio, l'apoptosi e la funzione del canale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio per IP3R
Note/Alias	ACV; CLA4; IP3R; IP3R1; SCA15; SCA16; SCA29; INSP3R1; PPP1R94
Specie	Umano
GeneID (umano)	3708
GeneID	3708
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1812-1911 di IP3R umano (NP_001365381).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	Q14643
Peso Proteico	314kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio