

Anticorpo Policlonale Anti-IP6K1 Per Wb, IHC-P, Elisa - Q92551

Numero articolo: CM0014347

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio generato contro la proteina umana ricombinante IP6K1. Validato per Western blot, IHC-P ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano, topo e ratto. Adatto per lo studio delle vie di segnalazione dei fosfati di inositolo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	IP6K1 Rabbit pAb
Note/Alias	PiUS; IHPK1; IP6K1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	9807
ID Gene	9807
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-220 di IP6K1 umano (NP_695005.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q92551
Peso Proteico	50kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio