

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-IP6K1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q92551

Numero articolo: CM0004455

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-IP6K1 di alta qualità validato per WB, IHC-P, ELISA. Rileva IP6K1 umano, di topo, di ratto (Q92551), ~50 kDa. Ideale per la ricerca sul metabolismo dei fosfati di inositolo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	IP6K1 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	PiUS; IHPK1; IP6K1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	9807
ID Gene	9807
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-220 di IP6K1 umano (NP_695005.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q92551
Peso Proteico	50 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio